



## **FREQUENCY-C**

*Apparecchiatura a radiofrequenza  
con effetto di lifting estetico*



Radiofrequenza capacitiva monopolare dotata di manipoli di varie misure per il trattamento della lassità cutanea, e delle adiposità localizzate, particolarmente efficace nel trattamento della cellulite, con un aumento di elasticità, idratazione e tonicità. Ha un effetto lifting naturale, attraverso l'azione del passaggio di calore cutaneo e sottocutaneo che stimola i fibroblasti a produrre nuovo collagene.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### *Dispositivo*

Classificazione normativa

Potenza assorbita

Potenza in uscita

Frequenza di uscita

*Dimensioni (L x P x H) 252010*

*Dimensioni (L x P x H) 252011*

*Peso*

*Alimentazione di rete*

*Packaging*

per uso estetico CE 0476

Classe II; tipo BF (EN 60601-1)

130 VA

50 W

457 KHz

Lungh.370 x Largh.320 x H.235 mm

Lungh.480 x Largh.320 x H.125 mm

5 Kg

230 V  $\pm$  10%, 50/60 Hz

560 x 450 x 600 m

## Contatti:

### **UFFICIO ORDINI:**

[info@oztrainingsolution.com](mailto:info@oztrainingsolution.com)

[matteo@oztrainingsolution.com](mailto:matteo@oztrainingsolution.com) - 3713541591

[ivano@oztrainingsolution.com](mailto:ivano@oztrainingsolution.com) – 3290229279

### **UFFICIO COMMERCIALE:**

[ivano@oztrainingsolution.com](mailto:ivano@oztrainingsolution.com) –3290229279

### **UFFICIO TECNICO:**

[omar@oztrainingsolution.com](mailto:omar@oztrainingsolution.com) – 3425887664

**OZ Training Solution** s.n.c.

Via G.B. Rubini 12 – 24058 Romano di Lombardia - P.IVA e C.F. 04255200166

[info@oztrainingsolution.com](mailto:info@oztrainingsolution.com) – [www.oztrainingsolution.com](http://www.oztrainingsolution.com)